




Schutz nach DIN 34, beansprucht.  
Use of the document without express authorisation is forbidden.  
Dräger Medizin- und Technik GmbH, D-23542 Lübeck



- Nur aufkleben in Verbindung mit Hubsäule 2M20946
- ☉☉ Nur aufkleben bei BT 8000 WB mit Matr.-Heizung oder bei BT 8004/8010
- ☉ Nur aufkleben bei BT 8000 WB
- ☉ Nur aufkleben bei BT 8000 mit fester Säule
- ⑦ ☉☉ Nur aufkleben, wenn nicht 2M22263 aufgeklebt ist.

\* enthalten in  
Schildersatz Babytherm 8000 WB USA  
Babytherm 8004/8010 USA 2M21896 ST

scale	general tolerances	material	safety class
		SM-Papier DIN A2 ws hf 80g/qm	<s> 0 <m> 0
field reserved		revision text	
		Darstellung geändert, Zeichn.-Nr., Masz und Text neu; Zeichn.-Nr. entfallen, Masz geändert.	(2000 / CC / 289)
filing dept. 2950	responsible dept. 5511	author 23.11.2000 Stickel	approved 23.11.2000 Hartwig
type drawing	language de	title Klebeanweisung	contract n
creating system CADRA	release status RELEASED	number 2M21901	revision index 07
		occures 4x	page/of 01/01
			Dräger Medizin- und Technik GmbH D-23542 Lübeck



Dräger

Dräger Medizin- und Technik  
GmbH  
D-23542 Lübeck

size A2

Schutz nach DIN 94 beansprucht.  
Use of the document / contents is forbidden  
without express authority. All rights reserved  
Dräger Medical Technik GmbH, Lübeck, Germany

**CAUTION!**

KEEP SPACE  
BELOW  
CABINET  
CLEAR WHEN  
LOWERING

KEEP SPACE  
ABOVE  
BASSINET  
CLEAR WHEN  
RAISING

**CAUTION!**

KEEP SPACE  
BELOW  
CABINET  
CLEAR WHEN  
LOWERING

KEEP SPACE  
ABOVE  
BASSINET  
CLEAR WHEN  
RAISING

**DANGER!**

RISK OF EXPLOSION IF USED IN THE  
PRESENCE OF FLAMMABLE ANESTHETICS

**WARNING!**

DISCONNECT SUPPLY BEFORE SERVICING

REPAIRS ON THIS EQUIPMENT TO BE PERFORMED  
ONLY BY DrägerService OR ITS AUTHORIZED  
SERVICE CENTERS

**CAUTION!**

TO MAINTAIN GROUNDING INTEGRITY, CONNECT  
ONLY TO A "HOSPITAL GRADE" RECEPTACLE  
TO REDUCE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO  
NOT REMOVE COVER

FEDERAL (USA) LAW RESTRICTS THIS DEVICE TO  
SALE BY OR ON THE ORDER OF A PHYSICIAN

FOR ACTIVE AND BIGGER BABIES  
USE SIDE PANELS OF 23 CM HEIGHT  
AND ADDITIONAL INNER PANELS.  
MAKE SURE TO MONITOR MORE ACTIVE  
BABIES APPROPRIATELY

**WARNING!**

DISCONNECT BOTH SUPPLIES  
BEFORE SERVICING

**WARNING!**

DISCONNECT BOTH SUPPLIES  
BEFORE SERVICING

**WARNING!**

DANGER OF PATIENT INJURY  
NEVER LEAVE BABY UNATTENDED WHEN  
SURROUNDING PANELS ARE DOWN

**WARNING!**

DANGER OF PATIENT INJURY  
NEVER LEAVE BABY UNATTENDED WHEN  
SURROUNDING PANELS ARE DOWN

**WARNING!**

WHEN USED WITH THE RADIANT WARMER CHECK ITS  
OPERATORS MANUAL FOR DIRECTIONS OF THE  
CORRECT HEAT LEVEL AND DISTANCE TO THE BABY

**WARNING!**

DO NOT SWITCH OFF BABYTHERM WHILE A BABY IS LYING ON THE  
GEL MATTRESS AS THIS WILL RESULT IN COOLING OF THE PATIENT

**WARNING!**

CHECK BABY'S TEMPERATURE AND SKIN  
CONDITION AT REGULAR INTERVALS AND ADJUST  
TEMPERATURE SETTING TO INDIVIDUAL PATIENT NEEDS

**WARNING!**

USE FOAM RUBBER MATTRESS WHEN THE HEATING  
MATTRESS IS COLD. GEL MATTRESS WILL COOL THE INFANT IF  
MATTRESS HEATER IS SWITCHED OFF

**WARNING!**

FOR ACTIVE AND BIGGER BABIES USE SIDE PANELS  
OF 23 CM HEIGHT AND ADDITIONAL INNER PANELS  
MAKE SURE TO MONITOR ACTIVE BABIES APPROPRIATELY

DRÄGER MEDICAL, INC.  
3136 QUARRY ROAD  
TELFORD, PA 18969  
TEL: (215) 721-6910  
FAX: (215) 721-6915

**WARNING!**

DO NOT TOUCH OR COVER TOP OF RADIANT HEATER  
DO NOT TOUCH PROTECTIVE SCREEN.  
DANGER OF BURN INJURIES!

**WARNING!**


DO NOT TOUCH OR COVER TOP OF RADIANT HEATER  
DO NOT TOUCH PROTECTIVE SCREEN.  
DANGER OF BURN INJURIES!

- auf einem Bogen geliefert  
Abmessung und Anordnung sind dem  
Hersteller ueberlassen
- Folie zwischen den Schildern  
entfernt

Hersteller Fa. Seridruck

Schildersatz Babytherm 8000 WB USA 2M21896  
Babytherm 8004/8010 USA 2M21896

ST2M21896



2M21898(2x)

2M21894

scale	1:1	general tolerances	material	safety class
field reserved			revision text	<s> 0 <m> 0
			Text geändert	
			(2000 / CC / 409)	
filing dept.	2950	responsible dept.	5511	contract
		author	01.12.2000 Stickel	n
		approved	01.12.2000 Hartwig	
type	drawing	language	de	
		replacement for	2M21896-05	
creating system	CADRA	release status	RELEASED	
		revision index	06	
		occures	1x	
		page of	01/01	
		Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck		

size A2